

快適動作でストレスフリー シンプルで使いやすい

DICOM サーバー + WEB ビューア


SonicDICOM® PACS

「SonicDICOM® PACS」は、DICOM サーバーと Web ベースの DICOM ビューア機能を備えたソフトウェア。
現在までに世界 200 カ国以上で累計 30,000 以上ダウンロードされています。
誰でも簡単に操作できるシンプルな UI と高速な動作が特長です。



SonicDICOM® PACS とは


「SonicDICOM® PACS」は、従来のハードウェア一体型ではなく、ソフトウェア単体で提供いたします。サーバ機器などのハードウェア選定を自由に行えるため、施設規模や撮影量にあわせた無駄のないシステムを構築し圧倒的なコストダウンを実現することができます。



CT、MRIなどの大量の画像もスピーディーに表示し、ストレスのない読影環境を実現します。

クライアントにはインストール不要

ビューアはWebブラウザで動作し、クライアントPCに特別なソフトウェアやFlash等のプラグインをインストールする必要がありません。また、Webビューアなので、電子カルテやHIS、RISなどの外部アプリケーションともシームレスに連携できます。



ネットワーク上のどのPCからもWEBブラウザでログインするだけで画像を参照できます。

| 推奨動作環境 | 機能一覧 | |
|--|---|---|
| クライアント環境 Web ブラウザ Google Chrome 最新版 Mozilla Firefox 最新版 画像表示モニタ 解像度 1280x1024 以上 輝度 250cd/ m ² 以上 表示 カラー サーバー環境 推奨スペック CPU 2GHz 以上 メモリ 4GB 以上 HDD (空き) 10GB 以上 サポート OS Windows 10 Windows Server 2016 必須プログラム Microsoft .NET Framework 4.6.2 | DICOM ビューアの機能 (ビューア) Window Level の変更 拡大・縮小 回転 拡大鏡 白黒反転 水平反転 垂直反転 シネ再生 アノテーション: 矢印 アノテーションおよび計測の保存 計測 (直線、角度、コブ角度、長方形、多角形、楕円形、CTR (心胸郭比)、CT 値) Window Level プリセット 疑似カラー 画像補間 同期 (スライス位置、サイズなど) リファレンスラインの表示 DICOM ヘッド情報の表示 PNG/JPEG/BMP ファイルのエクスポート MPR (Sagittal, Coronal) | DICOM ビューアの機能 (リスト) DICOM ファイルのインポート DICOM ファイルのエクスポート DICOM ストレージ 検査情報の編集・削除 DICOM サーバーの機能 DICOM Storage / SCP DICOM Find, Move / SCP DICOM Verification / SCP DICOM Storage / SCU その他の機能 レポート 詳細な権限の設定 |

※記載内容は 2018 年 6 月時点のものであり、予告なく変更する場合がございます。

製造販売元

JIUN

〒813-6591
 福岡県福岡市東区多の津1丁目14-1 FRCビル9F
 TEL:092-626-7002/FAX:092-626-7022
 Mail:sonic@sonicdicom.com

販売店

